

# BeGraft

## aortic



### СИСТЕМА АОРТАЛЬНОГО СТЕНТ-ГРАФТА

Аортальный стент-графт BeGraft aortic сочетает в себе низкий профиль и высокую радиальную устойчивость. Стент-графт изготовлен из кобальт-хрома (CoCr) и покрыт мембраной из политетрафторэтилена (ePTFE) толщиной ~ 200 мкм




#### Оптимизированное лечение поражений

благодаря широкому диапазону диаметров (12 – 24 мм) и длин (19 – 59 мм)




#### Высокая совместимость и стабильность

благодаря использованию кобальт-хромового сплава, отличающегося исключительной гибкостью и радиальной устойчивостью



#### Легкая адаптация под пациента

благодаря возможности пост-дилатации



все размеры в мм



#### Показания\*

Стент-графт аортальный BeGraft предназначен для:

- имплантации при врожденной и/или рецидивирующей коарктации аорты у подростков и взрослых пациентов
- восстановления и улучшения проходимости подвздошных артерий

#### Контакты

tel: + 49 7471 984 995 10  
mail: info@bentley.global



8 (499) 403-33-84

info@rautm.ru

www.rautm.ru

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал стента	Кобальт-хром (CoCr - L605)	
Материал графта	Трубка микропористой мембраны из политетрафторэтилена (ePTFE) (~200 мкм)	
Дизайн стент-графта	- Открытая ячейка - ePTFE покрытие	
Система доставки	- Смонтирована на баллоне - Проводник 0,035" (OTW)	
Маркеры на баллоне	2 (платино-иридиевые)	
Длина катетера	75 и 120 см	
Диаметры стента	При номинальном давлении	Макс. диаметр**
	12, 14 мм (SV)	20 мм
	16, 18 мм (MV)	24 мм
	20, 22, 24 мм (LV)	30 мм
Номинальное давление	Ø 12, 14 мм – 7 бар Ø 16, 18 мм – 6 бар Ø 20, 22, 24 мм – 4 бар Ø 24 мм – 5 бар	
Давление разрыва	Ø 12, 14 мм – 10 бар Ø 16 мм – 9 бар Ø 18 мм – 8 бар Ø 20, 22, 24 мм – 6 бар	
Совместимость с интродьюсером	Ø 12 мм – 9 F Ø 14, 16 мм – 11 F Ø 18, 20, 22, 24 мм – 14 F	
Длина стент-графта	19, 29, 39, 49, 59 мм (SV) 19, 29, 38, 48, 58 мм (MV) 27, 37, 48 мм (LV)	
Срок хранения	3 года	

SV= малые сосуды

MV= средние сосуды

LV= большие сосуды

\*\*Максимальный диаметр после постдилатации соответствующим баллонным катетером

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Диаметр раскрытого стент-графта	Номинальная длина стент-графта	Размер интродьюсера	Каталожный номер для катетера длиной	
			75 см	120 см
12 мм	19 мм	9 F	BGA1912_1	BGA1912_2
	29 мм		BGA2912_1	BGA2912_2
	39 мм		BGA3912_1	BGA3912_2
	49 мм		BGA4912_1	BGA4912_2
	59 мм		BGA5912_1	BGA5912_2
14 мм	19 мм	11 F	BGA1914_1	BGA1914_2
	29 мм		BGA2914_1	BGA2914_2
	39 мм		BGA3914_1	BGA3914_2
	49 мм		BGA4914_1	BGA4914_2
	59 мм		BGA5914_1	BGA5914_2
16 мм	19 мм	11 F	BGA1916_1	BGA1916_2
	29 мм		BGA2916_1	BGA2916_2
	38 мм		BGA3816_1	BGA3816_2
	48 мм		BGA4816_1	BGA4816_2
18 мм	58 мм	14 F	BGA5816_1	BGA5816_2
	29 мм		—	BGA2918_2
	38 мм		—	BGA3818_2
20 мм	48 мм	14 F	—	BGA4818_2
	27 мм		—	BGA2720_2
	37 мм		—	BGA3720_2
22 мм	48 мм	14 F	—	BGA4820_2
	37 мм		—	BGA3722_2
24 мм	48 мм	14 F	—	BGA4822_2
	37 мм		—	BGA3724_2
	48 мм		—	BGA4824_2

### БЫТЬ ИННОВАЦИОННЫМИ

Мы ориентируемся на разработку уникальных продуктов и стремимся найти креативные ответы на вопросы, которые ставит индустрия здравоохранения.

### БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМИ

Мы заботимся об улучшении здоровья населения, повышении качества окружающей среды. Каждый член нашей команды заинтересован в том, чтобы внести существенный вклад в качество жизни.

### БЫТЬ ПОСВЯЩЕННЫМИ

Ориентация на клиента и соответствие международным стандартам помогают нам поддерживать непревзойденное качество продуктов и услуг.

### БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМИ

Мы стремимся к эффективным с точки зрения времени и расходов решениям, чтобы удовлетворить разносторонние интересы наших клиентов и пациентов по всему миру.



# BeGraft

aortic



Представитель  
в России

**РАУТ**  
медицина

8 (499) 403-33-84

www.rautm.ru

info@rautm.ru

www.bentley.global



Bentley InnoMed GmbH  
Lotzenäcker 25, 72379 Hechingen, Germany  
tel: + 49 7471 984 995 10  
mail: info@bentley.global

© 2016 Bentley InnoMed GmbH | Germany  
All Rights Reserved | Art.-Nr. 400549-001/005

